

Mode opératoire Tongue Lab

Prise d'empreintes

Le TRP est un dispositif sur mesure. Il est fabriqué à partir de moulages dentaires du patient à équiper. La qualité des empreintes est donc essentielle à sa bonne réalisation.

Préalable à la prise d'empreintes

Vérifier que le patient a la capacité à porter un TRP. Voici les critères d'exclusion empêchant un patient d'en bénéficier :

- moins de 2 dents postérieures aux canines solidement implantées dans chaque hémimaxillaire supérieur
- Manque de 2 ou plus incisives supérieures
- Pas d'espace derrière la dernière dent (<1mm cf. image ci-dessous)
- micro-mandibulie ou Retrognathie sévères
- Réflexe nauséeux exagéré (évalué avec un abaisse-langue)
- Allergies aux Nickel
- Maladie pulmonaire chronique obstructive
- Sous traitement pour la gorge, du pharynx et / ou de maladies du larynx
- Patients ayant récemment subi une chirurgie de l'oropharynx avant ou prévue pendant le traitement

L'espace derrière la dernière dent doit être suffisant pour pouvoir faire passer le TRP à l'arrière.



Il semble difficile de réaliser un dispositif TRP pour cette personne car il n'y a pas la place nécessaire pour faire passer un fil de fer derrière la dernière molaire maxillaire.



1mm est nécessaire au minimum pour faire passer le fil derrière la dernière dent et créer le TRP.

Prise d'empreintes dentaires

Il est déterminant de prendre les empreintes jusqu'à la face distale des dernières dents postérieures.

- Matériau à utiliser : alginate
- Prendre les empreintes de la mandibule et du maxillaire
- Empreinte précise jusqu'à la face distale des dernières dents postérieures
- Pour le maxillaire supérieur, l'empreinte doit également comprendre tout le palais

- Si le patient porte une (des) prothèse(s) dentaire(s) qu'il porte la nuit, elle(s) doit(ven)t alors être portée(s) pour la prise d'empreinte

Modèles en plâtre

- Matériau à utiliser : plâtre de classe 3 ou 4
- S'assurer que les moulages reprennent bien la forme complète des empreintes
- Que le plâtre soit bien coulé, sans bulles

Emballages

1/ Empreintes en alginate

- Les enrouler dans un coton ou papier type « essuie-tout » imbibé d'eau
- Mettre le tout dans un sachet plastique hermétique et **expédier le jour même** au laboratoire de Tongue Lab (cf. expéditions)

2/ Modèles en plâtre

Les modèles secs doivent être

- marqués au nom du patient avec la date de réalisation
- emballés de manière à ce qu'ils ne puissent pas bouger pendant le transport, ni s'entrechoquer l'un sur l'autre, ni subir les chocs de l'extérieur : enroulés dans un chiffon, film plastique à bulles, dans une boîte en carton

Expéditions

Le bon de commande de TRP est disponible dans l'espace de téléchargement.

☐ Remplir le bon de commande

Le colis doit être expédié avec le bon de commande à l'adresse spécifiée sur ce dernier document.

Empreintes numériques

Il est crucial de prendre le palais complet pour réaliser le TRP (y compris les gencives après les dernières dents).

- Scanner intra-buccal, fichiers format STL
- Les fichiers scans numériques sont à envoyer avec le bon de commande à info@tonguelab.com